

Perio Punch Periodont

Foradiga di precisione



Hi-Tech S. Steel - Tipo Ivory

- Per fori perfetti ed uniformi, resistenti alle lacerazioni, in 6 misure: dall'incisivo più piccolo al molare più grande.

12 05130 Perio Punch, pinza fora diga

① 49,00 ③ 46,55 ⑤ 45,30

Perio Clamp Periodont

Allarga uncini di precisione



Hi-Tech S. Steel - Tipo Ivory

Per circondare il dente senza piegarsi, specialmente quando è necessario capovolgere l'uncino già applicato.

12 05140 Perio Clamp, pinza per uncini

① 29,50 ③ 28,00 ⑤ 27,30

Masque

Lubrificante silconico



- Ideale quale lubrificante e materiale di rivestimento.
- Insolubile nei fluidi orali o nei monomeri, non viene influenzato dal colore.
- Non scorre. È insapore e inodore ed è compatibile con i tessuti orali.

Serve a lubrificare la diga di gomma e le pinze. È inoltre ideale quale lubrificante per monconi prima del rilievo di impronte con materiali silconici in quanto non altera i tempi di indurimento né influisce sulle caratteristiche dei materiali.


12 99739 Masque Isolante silconico

1 - Tubo 70g

① 25,50 ③ 24,20 ⑤ 23,60

DermaFrame®

Archetto per diga



Archetto per diga in metallo flessibile e piegabile, con la diga in sede, per migliorare il confort del paziente. DermaFrame può anche essere piegata al lato per facilitare l'esecuzione di radiografie senza rimuovere la diga o l'archetto.

12 19321 DermaFrame Kit

5 - DermaFrame, archetti

36 - DermaDam Medium, fogli diga UPI

① 39,90 ③ 37,91 ⑤ 36,91

12 19121 DermaFrame Ricambio

5 - DermaFrame, archetti

① 29,90 ③ 28,41 ⑤ 27,66

Archetti Young



12 09101 Archetto Young, piccolo

12 09102 Archetto Young, grande

1 - Archetto per diga di gomma

① 10,50 ③ 10,20 ⑤ 9,90 (a scelta)

Segna Diga



12 2902 Segna Diga 15 x 15cm

① 9,50 ③ 9,00 ⑤ 8,00

Nygaard Ostby

Archetti per diga



- Leggeri e maneggevoli, favoriscono il confort del paziente e l'accessibilità dell'odontoiatra

Il modello in speciale plastica trasparente evita la rimozione nel caso di radiografie; quello metallico è realizzato in alluminio facilmente adattabile.

12 09501 Archetto Nygaard Ostby plastica


① 6,45 ③ 6,10 ⑤ 5,95

12 09802 Archetto tipo N. Ostby metallo

① 26,00 ③ 24,70 ⑤ 23,40

Insti-Clamp

Uncino plastico adattabile



- Monouso
- Adattabile con una fresa al carburo
- Disponibile in due misure per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni
- Per la rimozione basta tagliare l'uncino con una fresa al carburo. Non servono pinze per uncini

12 925480 Insti-Clamp Small, 50pz.

12 925485 Insti-Clamp Large, 50pz.

① 17,25 ③ 16,00 ⑤ 15,60

Uncini per Diga

Periodent by Ivory



Da sempre gli uncini preferiti

Uncini in acciaio inox speciale, trattato per garantire ad ognuno la corretta elasticità e durata. Sono disponibili svariati tipi, che consentono di affrontare anche la situazione più complessa:

- Con alette - Senza alette (W)
- Con branche zigrinate (T)

Uncini più diffusi

Gli uncini più diffusi, consigliati per le procedure di routine, che definiamo "di base", sono: 0-0-1-2-2A-3-4-7-8-8A-9-12A-13A-14-14A-212

Tensione

La tensione di ciascun uncino viene regolata meticolosamente in fabbrica ed è adeguata per il dente su cui l'uncino dovrà essere usato.

Tecniche su www.ilic.it

| Dente | Uncini |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Quadrante Mascellare Destro | |
| 11 | 9-16-212-212SA |
| 12-13 | 9-212-212SA |
| 14-15 | 0-1-1A-2A-16-27N-209N |
| 16-17-18 | 4-5-8-8A-10-12A-14-14A-26N-27-56 |
| Quadrante Mascellare Sinistro | |
| 21 | 9-16-212-212SA |
| 22-23 | 9-212-212SA |
| 24-25 | 0-1-1A-2A-16-27N-209N |
| 26-27-28 | 4-5-8-8A-11-14-14A-26N-27-56 |
| Quadrante Mandibolare Sinistro | |
| 31-32-33 | 00-9-212-212SA |
| 34-35 | 0-1A-2-2A-20-27N-209N |
| 36-37-38 | 7-7A-8A-11-13A-14-14A-27-56 |
| Quadrante Mandibolare Destro | |
| 41-42-43 | 00-9-212-212SA |
| 44-45 | 0-1A-2-2A-19-27N-209N |
| 46-47-48 | 3-7-7A-8A-10-12A-14-14A-27-56 |

| Situazione Particolare | Uncini Consigliati |
|----------------------------------|--------------------|
| Anteriori, uso generale | 9-212-212SA |
| Premolari, uso generale | 0-1-2 |
| Premolari parzialmente erotti | 0 |
| Premolari cavità radice esposta | 1A |
| Molari piccoli parzialm. erotti | 10-11-12A-13A-14 |
| Molari grandi parzialm. erotti | 12A-13A-14A |
| Molari mandibolari, uso generale | 8-8A-28N |
| Molari mascellari, uso generale | 7-7A-8A-26N |
| Terzi molari | 12A-13A |

Uncini per anteriori e premolari

00 •



A

Per anteriori mandibolari piccoli e denti disposti irregolarmente nell'arcata. Arco alto, ganasce strette.

0 •



A

Per denti allungati o con colletti stretti. Arco alto, ganasce strette.

1 •



A

Uso generale nel mascellare. Le ganasce si adattano alla curvatura della linea gengivale.

1A •



B

Uncino per radici. Ganasce inclinate in basso. Per l'appiglio alle radici dei denti anteriori e dei premolari.

2 •



A

Denti mandibolari - uso generale. Come il n.1, ma con ganasce piatte, per non danneggiare i tessuti.

2A •



A

Per premolari con colletto largo. Ganasce ampie.

27N *



B

Uso universale per premolari. Le ganasce si adattano alla curvatura della linea gengivale.

Uncini labiali

9



B

Universale per preparazioni labiali su tutti i denti anteriori.

212 *



B

Per cavità labiali. Uncino cervicale anteriore.

212SA *



B

Per anteriori di forma anomala. Come il 212, ma con diversa disposizione delle ganasce.

Gruppo **A**

00/ 0 / 1 / 2 / 2A / 3 / 4 / 7 / 8 / 8A / 12A / 13A / 14 / 14A / 56 / W2 / W2A / W3 / W8A / W14A

① 10,20 ③ 9,95 ⑤ 9,75

Gruppo **B**

1A / 5 / 6 / 7A / 9 / 10 / 11 / 26 / 27 / 212 / 212SA / 26N / 27N / 28N / W0 / W1 / W4 / W5 / W7 / W8 / W14 / W56

① 12,10 ③ 11,80 ⑤ 11,40

Gruppo **C**

1T / 2T / 2AT / 14T / 9T / 56T

① 16,90 ③ 16,45 ⑤ 16,15

Gruppo **E**

6LM / 7B / 10A / 11A / 12 / 13 / 14AD / 14D / 15 / 18N / 19 / 20 / 21 / 21A / 22 / 22A / 23 / 23A / 24N / 30N / 31 / 31N / W00 / W0 / W7A / W7B / W10 / W10A / W11 / W11A / W12 / W19 / W20 / W22 / W22A / W23 / W23A / W27

① 5,40 ③ 5,10 ⑤ 4,90 Ad esaurimento

Alcuni uncini non sono illustrati

PERIODENT
Monouso/Barriere

Rulli e pellet di cotone
Blocchi e spatole per miscelazione
Mascherine/Salviette/Guanti/Garze
Buste per sterilizzazione, ecc.
Richiedeteci Quotazioni

☎ 02 550 165 00

Uncini per molari

3



A

Per molari mandibolari piccoli. Le ganasce piatte e strette evitano di comprimere i tessuti.

4 •



A

Per molari piccoli. Le ganasce strette sono state progettate per adattarsi ai colletti di forma tonda.

5 •



B

Per molari mascellari larghi. Le ganasce si adattano alla curvatura della linea gengivale.

7 •



A

Molari mandibolari - uso generale. Arco e ganasce medie. Ganasce piatte. Per denti di forma quadrata.

7A •



B

Per molari mandibolari larghi. Come il 7, ma più lungo. Archi e ganasce ampi.

8 •



A

Uso generale per molari mascellari. Per denti mascellari tondi. Le ganasce si adattano alla linea gengivale e prevengono la rotazione.

8A •



A

Per radici molari mascellari e mandibolari. Le ganasce a quattro estremità fanno presa agli angoli. Quando rilasciate le ganasce fissano la diga sotto la linea gengivale.

10 •



B

Per molari piccoli con corone piccole. Per una migliore presa, la ganascia vestibolare è più ampia di quella linguale. 10 = destra 11 = sinistra

11 •



B

Per molari piccoli con corona piccola. La ganascia vestibolare è più ampia di quella linguale. 10 = destra 11 = sinistra

12A •



A

Per tutti i molari mandibolari, particolarmente i terzi molari. Mantiene la posizione su denti parzialmente erotti. 12A = destra 13A = sinistra

13A •



A

Come il 12A, ma sinistro. 12A = destra 13A = sinistra

14 •



A

Per denti tondi, parzialmente erotti, sottodimensionati o inclinati. Arco piccolo.

14A •



A

Come 14, ma più largo in ogni senso.

26N *



B

Per un'ottima presa. Universale per molari superiori. Ganasce festonate.

27 •



B

Per ampie cavità distali sui molari.

56 •



A

Per molari grandi.



12 2110 Kit Diga completo Ivory "con alette"
 36 - Fogli diga blu media (15x15cm)
 1 - Segna diga
 8 - Uncini con alette 8A-14A-8-7-2-1-0-212
 1 - Pinza per uncini
 1 - Pinza fora diga
 ① **279,00** ③ **265,00** ⑤ **258,00**

12 2110W Kit Diga completo Ivory "senza alette"
 36 - Fogli diga blu media (15x15cm)
 1 - Segna diga
 8 - Uncini 24N-25N-26N-27N-28N-30N-31N-212
 1 - Pinza per uncini
 1 - Pinza fora diga
 ① **279,00** ③ **265,00** ⑤ **258,00**

12 09110 Kit diga Periodent "con alette"
 36 - Fogli diga media Periodent (1 conf.)
 1 - Pinza foradiga / 1 - Pinza per uncini
 1 - Segnadiga / 1 - Archetto per diga
 8 - Uncini Periodent by Ivory con alette 8A-14A-8-7-2-1-0-212
 1 - OraSeal Caulking, sigillante diga, campione
 1 - Seek rivelatore carie rosso, campione
 1 - Seek rivelatore carie verde, campione
 ① **175,00** ③ **166,00** ⑤ **160,00**

12 09110W Kit diga Periodent "senza alette"
 36 - Fogli diga media Periodent (1 conf.)
 1 - Pinza foradiga / 1 - Pinza per uncini
 1 - Segnadiga / 1 - Archetto per diga
 8 - Uncini Periodent by Ivory 24N-25N-26N-27N-28N-30N-31N-212
 1 - OraSeal Caulking, sigillante diga, campione
 1 - Seek rivelatore carie rosso, campione
 1 - Seek rivelatore carie verde, campione
 ① **175,00** ③ **166,00** ⑤ **160,00**



12 29891 Piastra per uncini in plastica, 8 sedi
 ① **26,00** ③ **24,00** ⑤ **22,50**

12 29895 Piastra per uncini, acciaio inox, 8 sedi
 ① **35,64**

PerioDam

First class Hi-Tech Latex Plus



Periodent garantisce la massima qualità possibile, sempre!

- In purissimo lattice ipoallergenico.
- Massima resistenza allo strappo!

La diga Periodent rappresenta la massima qualità nella scelta della materia prima, nei sistemi di produzione, nella selezione e confezionamento del prodotto finito.

Spessore : Medium 0,18mm, Heavy 0,22mm

Protein Free Latex: Il più basso contenuto di residuo proteico del lattice sulla superficie, grazie a speciali ed unici processi di produzione

Fogli separati ad uno ad uno, per facilitare la presa e per un maggior controllo dell'igiene.

Confezioni 36 fogli 15x15 cm

Non Aromatizzata

12 073124 Perio Dam Plus Media Blu
12 073121 Perio Dam Plus Media Verde

12 073134 Perio Dam Plus Heavy Blu
12 073131 Perio Dam Plus Heavy Verde
① 9,50 ③ 8,85 ⑤ 8,60

Aromatizzata alla Menta

12 073221 Perio Dam Plus Media Verde
① 9,50 ③ 8,85 ⑤ 8,60
12 073231 Perio Dam Plus Heavy Verde
① 10,50 ③ 9,75 ⑤ 9,50

A scelta tra Media, Heavy, Aromatizzate e Non, Blu o Verdi

Prezzo unificato 9,50 cad.:

⑤-① 7,90 cad. ⑩-③ 7,30 cad. ⑯-⑤ 7,30 cad.

Timbro per diga



12 09410 Timbro per diga
① 24,50

DermaDam UPI

Diga di gomma ipoallergenica



"Quella resistente!"

- Ipoallergenica
- Senza polvere
- Alta resistenza

DermaDam è la diga di gomma (lattice) migliore e più pura mai realizzata!

Basso potenziale di dermati. Questo prodotto ha dimostrato basso potenziale di sensibilizzazione degli utenti agli additivi chimici.

Quando gli agenti adesivi smalto/dentinali vengono usati in prossimità o sotto gengiva l'implementazione della diga di gomma può risultare poco praticabile. Il controllo del sangue e dei fluidi sulculari può essere ottenuto con i materiali per il trattamento dei tessuti, si veda la sezione specifica.

Diga DermaDam esente da lattice sisp. a richiesta.

12 17314 DermaDam Heavy blu

36 - Fogli blu (15 x 15 cm)

① 25,90 ③ 24,61 ⑤ 23,96

12 17211 DermaDam Medium blu

36 - Fogli blu (15 x 15 cm)

① 21,90 ③ 20,81 ⑤ 20,26



HandiDam

Diga innovativa

- Facile applicazione, ottimo accesso
- Fa risparmiare tempo

Diga innovativa con ciascun foglio fornito di cornice che evita il ricorso all'archetto standard. Ottima in endodonzia.

12 37201 HandiDam Media Blu

20 - Fogli in lattice purificato aroma vaniglia

① 46,00 ③ 43,70 ⑤ 42,50



DamEze

Periodent Hi-Tech Latex



Diga di gomma regular da usare senza archetto. Realizzata con il lattice della diga DermaDam. Confortevole per il paziente grazie al foglio di carta che evita il contatto della diga con la pelle, proteggendola.

12 07560 DamEze

25 - Fogli blu (15 x 15 cm)

① 31,70 ③ 30,00 ⑤ 29,00

Diga di Gomma - Tecnica Semplificata



1. Collegare un pezzo di filo interdentale all'uncino prescelto. Posizionare il foglio di diga di gomma su un archetto rigido.



2. Stimare la posizione corretta di apertura e segnlarla oppure, per un posizionamento più accurato, usare la dima o il timbro.



3. Forare i punti marcati con l'apposita pinza. Posizionare l'uncino nell'apertura prescelta, impegnando le alette e allargando con le pinze.



4. Per il posizionamento di diga, uncino e archetto con un solo movimento porre l'uncino sul dente. Assicurate il filo interdentale all'archetto prima di iniziare il trattamento.

Insti-Dam

Il massimo per un isolamento rapido e sicuro



Per tutte le procedure, eccezionale anche in endodonzia

- Disegno compatto si adatta all'esterno della bocca dei pazienti rendendo Insti-Dam molto confortevole
- L'archetto flessibile è parte della diga
- Il foglio di diga ha un foro decentrato (1,27cm dal centro) che riduce la possibilità di strappare la diga (se voluto possono essere fatti ulteriori fori)
- Disponibile in lattice naturale o latex free. Trasparente, molto estensibile, resistente agli strappi fornisce ottima visibilità
- È possibile realizzare radiografie senza togliere Insti-Dam ma piegandola a lato
- Minima trazione sull'uncino
- Esclusivamente monouso

Disponibili confezioni con un pratico dispenser che può contenere fino a 35 Insti-Dam.



Vassoio operativo per la diga: Insti-Dam, uncino e pinze per uncini classici

Il massimo per un isolamento rapido e sicuro




Per l'esecuzione delle radiografie Insti-Dam viene semplicemente spostata

Insti-Dam Latex - Colore Naturale
 12 57014 Insti-Dam Trial Kit, 5 dighe monouso
 ① 11,00 ③ 10,45 ⑤ 9,95
 12 57015 Insti-Dam Econo Pack
 50 - Dighe monouso
 ① 69,00 ③ 65,50 ⑤ 63,80


Insti-Dam Latex - Colore Verde
 12 57075 Insti-Dam Trial Kit, 5 dighe monouso
 ① 11,00 ③ 10,45 ⑤ 9,95
 12 57076 Insti-Dam Econo Pack
 50 - Dighe monouso
 ① 69,00 ③ 65,50 ⑤ 63,80

Insti-Dam Latex Free - Colore Blu
 12 57018 Insti-Dam Latex Free, Trial Kit,
 3 - Dighe monouso Latex free
 ① 11,00 ③ 10,45 ⑤ 9,95
 12 57019 Insti-Dam Latex Free Econo Kit
 20 - Dighe monouso latex free
 ① 44,00 ③ 40,70 ⑤ 39,60

Insti-Dam Dispenser
 12 57910 Insti-Dam Dispenser Bianco, Latex
 1 - Dispenser / 30 - Dighe monouso in lattice
 12 57911 Insti-Dam Dispenser Blu, Latex free
 1 - Dispenser / 25 - Dighe monouso Latex free
 ① 77,00 ③ 73,00 ⑤ 71,00



1. Il foro decentrato pre esistente viene rotato sul dente voluto. L'archetto è morbido e flessibile.



1b. Nel caso si scelga un uncino con alette questo va inserito nel foro pre esistente. Insti-Dam e l'uncino con alette vengono poi inseriti sul dente come fossero un corpo unico



2. La diga viene piegata per facilitarne il posizionamento



3. Insti-Dam in sede



Insti-Dam Dispenser Blu

Aspirasaliva Monouso

Periodent Hi-Tech



Promozione!

In PVC atossico trasparente, con filo di rame che li rende stabili quando piegati. Con cappuccio fisso-amovibile di sicurezza.

32 02460 Aspirasaliva

1 - Confezione da 100 pezzi

① 1,55 ③ 1,50 ⑤ 1,45
da 0,015 a 0,013 cad

32 02470 Aspirasaliva

10 - Confezioni da 100 pezzi

① 14,00 ③ 13,60 ⑤ 13,30

Hygoformic

Aspirasaliva a chiocciola



Trattengono la lingua e se stessi lontani dall'area di lavoro.

32 0265 Hygoformic, aspirasaliva

1 - Confezione da 100 pezzi

① 3,70 ③ 3,50 ⑤ 3,40

Quest™

Sistema per un campo asciutto



- Migliori risultati nell'adesione
- Miglior accesso ai secondi molari
- Risparmio di tempo e danaro
- Miglior confort per il paziente

Il sistema esclusivo e brevettato Quest combina scudo per la lingua, apribocca mouth prop ed un sistema d'aspirazione per fornire un campo operativo isolato e asciutto, ideale per le procedure odontoiatriche. Tutti i componenti sono realizzati in plastiche di grado medicale, sterilizzabili chimicamente.

Grab-Free

Terminale per l'aspirazione ad alto volume (HVE)



Usato e consigliato dal
Dr. Albert Solnit
Univ. of Southern California



Silenzioso!

- Aspirazione efficace per tutte le procedure
- Evita l'afferramento o la trazione dei tessuti
- Accesso più agevole alle aree difficili
- Agisce sotto la lingua e nei recessi orali.
- È molto silenzioso.
- Uso semplice - punta ruotabile, accesso ad ogni quadrante
- Tutti i bordi sono arrotondati
- Evita il ricorso ad un secondo aspiratore

32 31105 Grab-Free Kit, 1 terminale e 100 punte
Ad esaurimento


32 31100 Grab-Free, 1 terminale autoclavabile
Ad esaurimento

32 31102 Grab-Free Clinic Pack
10 - Terminali con 100 punte cad.
Ad esaurimento

32 32110 Grab - Free punte, 100 pz.
Ad esaurimento

Ergo Vac

Aspiratore ergonomico



- Consente di operare senza assistenza in ogni quadrante
- Risparmio di tempo
- Protezione dei tessuti molli: guancia lingua vengono separate dall'area di lavoro
- Visione diretta del campo operativo estesa
- Postura operativa sana
- Barriera orale auto-posizionante
- Appoggio aggiuntivo
- Paziente rilassato: Ergo Vac non influenza i riflessi di deglutizione

Il personale ausiliario viene liberato dai compiti di aspirazione e può dedicarsi ad altre mansioni


**Universale
Autoclavabile**

32 01301 Ergo Vac, 1 aspiratore ergonomico
① 26,50 ③ 25,20 ⑤ 24,50

32 01310 Ergo Vac, 10 spiratori ergonomici
① 210,00 ③ 199,00 ⑤ 194,50

Dry Tips®

Controllo della salivazione



- Mantengono sotto controllo la parotide per 15 min., molto più dei rulli o altri assorbenti
- Assorbono e contengono umidità pari a 30 volte il loro peso
- Ottimi per compositi, cementazioni, sigillature, ortodonzia, fluorizzazione, ritocchi occlusali, tecniche di colorazione e impronte

53 097401 Dry Tips, small (bimbi), 50 pz.

53 097402 Dry Tips, large (adulti), 50 pz.

① 7,95 ③ 7,54 ⑤ 7,35

TriAway™

Sistema d'irrigazione monouso

Tecniche su
www.ilic.it



RIVOLUZIONARIO!

Trasferite le vostre punte preferite dalle siringhe manuali alle vostre siringhe a tre vie per aria, acqua o aria/acqua.

Per l'applicazione controllata d'acqua e/o aria alle profondità di piccole preparazioni cavitare conservative minimamente invasive o quelle endodontiche.

Nota Con TriAway, le punte con lume più piccolo potrebbero non funzionare alla massima pressione di aria ed acqua per la formazione di uno spray combinato.

32 12375 TriAway Adapter Kit
20 - TriAway Irrigators / 20 - White Mac punte
① 18,90 ③ 17,50 ⑤ 16,80

46 12661 White Mac punte, 20 pz.
① 9,15 ③ 8,69 ⑤ 8,46

Siringa 3 vie Periodent

Hi-tech easy mounting




Passo americano

40 0553 Siringa aria/acqua, set completo tubi, attacco rapido,
① 129,00 ③ 122,00 ⑤ 119,00

Lingua-Fix

Più di un aspiratore




Stabile, efficace e confortevole

- Lingua-Fix tiene la lingua in posizione stabile e contribuisce a proteggerla da infortuni
- Semplice applicazione e rimozione
- Confortevole, privo d'angoli vivi
- Ampia superficie d'aspirazione. Evita blocchi ed è maggiormente confortevole
- Riduce la sedimentazione di residui di fresaggio nelle tubature e nei flessibili
- Riduzione dei rifiuti ad alto rischio. Il solo filtro viene gettato quale rifiuto ad alto rischio
- Esclusivamente monouso

Lingua-Fix è privo di bordi o angoli vivi e si fissa al mento mantenendo con fermezza, ma delicatamente, la lingua in posizione. La struttura che fissa la lingua crea una camera sotto vuoto nel filtro dando così luogo ad una superficie d'aspirazione morbida e ampia. Grazie all'efficace drenaggio così ottenuto è possibile disporre di un'area lavorativa più asciutta anche a livello mandibolare, particolarmente utile nel corso di sigillature, cementazione di protesi fisse.


Lingua-Fix è particolarmente utile in assenza dell'assistente.



32 32010 Lingua-Fix
10 - Aspiratori
① 16,00 ③ 15,00 ⑤ 14,00

32 32050 Lingua-Fix
50 - Aspiratori
① 52,00 ③ 49,40 ⑤ 47,00


Aspiratori chirurgici Periodent



Aspiratori dotati di uno stiletto interno. Lo scivolamento anteriore del bottone provoca l'espulsione rapida di particelle eventualmente ostruenti la punta. Il ritorno del bottone alla posizione originale riattiva l'aspirazione. L'estremità dell'adattatore è adatta alle valvole degli attacchi per l'aspirazione di grandi volumi o alle tubature chirurgiche. Gli aspiratori sono smontabili per facilitarne la pulizia.

32 913PB15 Aspiratore chirur. PB15 ø 1,5mm
32 913PB25 Aspiratore chirur. PB25 ø 2,5mm
32 913PB30 Aspiratore chirur. PB30 ø 3,0mm
① 154,00 ③ 147,00 ⑤ 142,50

Aspiratori endodontici Periodent



I tubi molto fini del modello ASPE5 consentono l'aspirazione da sopra e talvolta all'interno dei canali. I tubi dei tipi ASPE 10 e ASPE20 sono piccoli e pieghevoli e sono eccellenti in endodonzia e per l'aspirazione negli interventi di apicectomia. Questi aspiratori sono forniti di cavetti per la pulizia.

32 913PE05 Aspiratore endo. PE05 ø 1,5mm
32 913PE10 Aspiratore endo. PE10 ø 1,0mm
32 913PE20 Aspiratore endo. PE20 ø 2,0mm
① 106,00 ③ 100,70 ⑤ 98,00

OraSeal® UPI

Sigillante e Putty


Unico!



Indispensabile per sigillare la diga di gomma

- Sigillante idrofilo per diga, cui aderisce, ideale in ambiente umido e materiale per la chiusura temporanea di sottosquadri nel cavo orale
- Più viene usato più usi si scoprono!
- Spreco minimo grazie all'applicazione siringa/punta

Il sigillante idrofilo OraSeal aderisce alla diga di gomma bagnata, ai tessuti gengivali e mucosi bagnati, ai denti bagnati, ai metalli, ecc. Viene usato quando è difficile ottenere un sigillo adeguato in presenza di denti e/o radici compromesse. Alcuni preferiscono OraSeal Putty, più rigido.



OraSeal Regular sigilla perdite della diga di gomma, anche se questa è sommersa! Applicare sul perimetro, quindi a zig-zag sul foro fino a completare il sigillo OraSeal.

12 19352 OraSeal Kit
2 - OraSeal Regular, siringhe da 1,2ml
2 - OraSeal Putty, siringhe da 1,2ml
20 - White Mac, punte
① 37,50 ③ 35,63 ⑤ 34,69

12 19351 OraSeal Regular Ricambio
12 19353 OraSeal Putty Ricambio
4 - Siringhe da 1,2ml
① 28,90 ③ 27,46 ⑤ 26,73

12 19354 OraSeal Regular Econo Ricambio
12 19355 OraSeal Putty Econo Ricambio
20 - Siringhe da 1,2ml
① 84,90 ③ 80,66 ⑤ 78,53

Aqua Check UPI

Indicatore d'umidità



- Identifica contaminazioni d'acqua (l'essiccatore non funziona o la siringa a tre vie perde) critiche per l'adesione e per il rilievo d'impronte
- Se il colore della striscia NON cambia col getto d'aria, tutto è OK. Se invece diventa ROSA l'acqua è presente e bisogna prendere provvedimenti.



22 19191 Aqua check ✓
1 - Rotolo nastro da 450cm
Ad esaurimento



4. Per garantire il sigillo della diga di gomma durante l'uso di perossidi forti per lo sbiancamento vitale o per la mordenzatura della ceramica con acido fluoridrico. Porre OraSeal Regular negli spazi e sulla gengiva. Distendere e posizionare la diga sull'archetto.



6. OraSeal Putty usato sotto una barra per protesi mobili o implantari prima del rilievo dell'impronta.



8. Chiusura di ampi spazi interprossimali, ecc. per rendere la rimozione dell'impronta più agevole e senza distorsioni.



5. Per garantire il controllo dell'umidità durante l'adesione degli attacchi ortodontici mandibolari gli spazi vengono sigillati con OraSeal Regular o Putty in modo da prevenire il passaggio della saliva dagli stessi e la contaminazione dell'area.



7. I sottosquadri presenti sotto e attorno una clip protesica implantare vengono chiusi con OraSeal Putty. La parte flettente della clip viene coperta con il Putty per compensare la flessione della clip nell'inserimento/rimozione.



9. OraSeal Putty usato per chiudere i sottosquadri prima del fissaggio di attacchi, clip, ecc. con resina acrilica polimerizzabile a freddo.

Casi Dr. Phillip Campbell



1-3. Applicazione di OraSeal Caulking sotto il connettore di un ponte con una punta applicativa Mini o White Mac. La sagomatura viene eseguita con un dito inguantato bagnato, un bastoncino cotonato bagnato o uno strumento. L'endodonzia può essere eseguita in un campo pulito e asciutto.

* Cohen S, Burns RC. Pathways of the Pulp Seventh Edition. Mosby, 1998 pp 123-124

1 Reality Ratings, Volume 15, Section 1, 2001, pg 444

U.S. Patent n. 5,098,299. European Patent n. 644080 Other International Patents Granted and Pending.